

Region Kalmar län
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

BILAGA 1 till
METODBESKRIVNING
Kapillärprovtagning
2018-12-21

Kapillärprovtagning - minsta blodmängd

Venös provtagning bör användas som första alternativ – ger mer rättvisande analysresultat.

Nedan angivna mängder gäller vid normalt eller lågt B-EVF.
Högt B-EVF (>0,50) kräver ofta större blodmängd.

Vid *provtagning på nyfödda* behövs därför oftast minst ett rör som är fyllt till rörets maxmarkering.

Rör för kapillärprovtagning har min och maxmarkering för att säkerställa rätt fyllda rör och blandningsförhållande.

Vid tveksamheter angående provtagning - var god kontakta laboratoriet.

Rör typ/ tillsats	Markering	Artikelnummer C-förrådet
Lila kork, EDTA-rör	250-500 µL	5112
Mintgrön kork, Li- heparinrör	400-600 µL	5113
Gul kork, SST rör	400-600 µL	5429
Röd kork, rör utan tillsats	250-500 µL	5110
Grå kork, NaFl	400-600 µL	48746

Analys med specialrör

Analys	Rör typ/antal
S-Kalciumjon, fri	Specialrör krävs. Kontakta laboratoriet för provtagning
P-Protrombinkomplex (P-PK)	Specialrör krävs. Kontakta laboratoriet för provtagning
B-Syrabas-status	Specialrör krävs. Kontakta laboratoriet för provtagning
B-Standardbikarbonat	Specialrör krävs. Kontakta laboratoriet för provtagning

Analys	Rör typ/antal
S-Allergi	2 SST-rör (Gul kork)
S-Ak, IgG, IgA Transglutaminas	2 SST-rör (Gul kork)
S-Ak, IgG Gliadin	1 SST-rör (Gul kork)
S-Ak, (IgG) TPO	1 SST-rör (Gul kork)
B-Blodstatus (B-Hb, B-Erytrocyter, B-EVF, B-MCV, B-MCH, B-MCHC, B-Leukocyter, B-Neutrofila B-Trombocyter, B-Retikulocyter) B-Celler, diff	1 EDTA rör (Lila kork)
BAS-test Förenlighetsprovning	2 EDTA rör (Lila kork)

Kapillärprovtagning- minsta blodmängd

Blodgruppering ABO och RhD	2 EDTA rör (Lila kork)
P-BNP (Nt-proBNP), P-Troponin, P-Myoglobin,	1 Li-heparin rör (Mintgrön kork)
Analys	Rör typ/antal
S-CEA	1 SST-rör (Gul kork)
P-Cystatin	1 Li-heparin rör (Mintgrön kork)
B-Cyklosporin	1 EDTA rör (Lila kork)
S-Digoxin	1 rör utan tillsats (Röd kork)
S-FSH, S-LH, S-Prolaktin, S-Testosteron, S-SHBG, S-Progesteron	2 SST-rör (Gul kork) för alla analyser 1 SST-rör (Gul kork) rör för enskild analys
S-Gentamicin	1-2 rör utan tillsats (Röd kork)
B-HbA1c	1 EDTA rör (Lila kork)
P-hCG+betakedja	1 Li-heparin rör (Mintgrön kork)
B-Hematologi, grupp B-Blodstatus (B-Hb, B-Erytrocyter, B-EVF, B-MCV, B-MCH, B-MCHC, B-Leukocyter, B-Neutrofila B-Trombocyter, B-Retikulocyter) B-Celler, diff	1 EDTA rör (Lila kork)
P-Kemi, grupp P-Natrium, P-Kalium, P-Albumin, P-Kreatinin, P-CRP, P-Kalcium, P-Fosfat, P-CK, P-ALAT, P-ASAT, P-LD, P-Bilirubin, direkt, P-Bilirubin, konjugerat, P-ALP, P-GT, P-Urat, P-Urea, P-Kolesterol, P-Lipider, P-Järn, P-Magnesium, P-Klorid, P-Pankeasamylas	Li-heparinrör (Mintgrön kork). 1 Li-heparinrör räcker till ca 10 analyser 2 Li-heparinrör - vid beställning av mer än 10 analyser
S-Kortisol	1 SST-rör (Gul kork)
P-Kobalaminer, P-Folat, P-Ferritin	1 Li-heparinrör (Mintgrön kork)
P-Laktat	1 NaFl, (Grå kork)
S-Litium	1 SST-rör (Gul kork)
P-Procalcitonin	1 Li-heparinrör (Mintgrön kork)
S-Proteiner, fraktionerande	1 SST-rör (Gul kork)
S-PTH	1 SST-rör (Gul kork)
S-Salicylat, S-Paracetamol,	1 rör utan tillsats (Röd kork)
B-Takrolimus	1 EDTA rör (Lila kork)
S-Transferrin, nef	1 SST-rör (Gul kork)
S-TRAK	1 SST-rör (Gul kork)
P-Troponin, P-Myoglobin, P-BNP (Nt-proBNP), P-hCG+betakedja	1 Li-heparin rör (Mintgrön kork)
P-TSH, P-T4, fritt, P-T3, fritt	2 Li-heparinrör (Mintgrön kork)
S-Valproat, S-Fenytoin, S-Karbamazepin	1 rör utan tillsats (Röd kork)
S-Vancomycin	1 rör utan tillsats (Röd kork)